

DOLOMITE | *STEP UP*



Manuel



Gaz



Electrique

Le 3 en 1: Déambulation, Verticalisation et Transfert !

DOLOMITE STEP UP est un déambulateur de rééducation permettant à la fois la rééducation à la marche, le maintien en position verticale grâce à son kit 'Appareil Modulaire de Verticalisation', et la réalisation des transferts. Son design innovant assure une grande stabilité et une grande adaptabilité grâce aux multiples réglages réalisables sans outils : hauteur des appuis-bras, largeur du guidon, inclinaison des poignées et largeur de la base.





Rééducation et autonomie

Le déambulateur **DOLOMITE STEP UP** est une aide à la marche combinant Autonomie/Verticalisation/Déplacement. Grâce à son large guidon, le patient peut marcher en toute sécurité sans risque de chute en cas de défaillance d'un ou des membres inférieurs. Sa base ajustable facilite l'accès du produit au fauteuil pour aider à la verticalisation du patient. Le patient effectue une décharge partielle du poids du corps au niveau des bras. Le design du guidon et ses multiples réglages favorisent l'antépropulsion et le bon positionnement des bras.

Larges possibilités de réglages

- larges plages de réglages de la hauteur des appuis-bras de 870 à 1320 mm
- réglage de la largeur des appuis-bras : 130 mm d'ajustement pour s'adapter à toutes les morphologies
- réglage de l'inclinaison des poignées du guidon suivant les différentes pathologies
- Base réglable en largeur
- 3 versions suivant les besoins : manuel, gaz ou électrique pour ajuster la hauteur.

Kit 'AMV'

Le **STEP UP** peut être équipé d'un kit 'Appareil Modulaire de Verticalisation' car la verticalisation est une nécessité majeure et quotidienne. Ce kit est composé de : Appui sous-rotulien en mousse HR souple, sangle, repose-pieds avec base antidérapante. Le **STEP UP AMV** est idéal pour effectuer des phases de verticalisation quotidienne et des transferts Assis-Assis du lit aux toilettes ou au fauteuil. Le patient est toujours en binôme avec le soignant.

Stabilité et sécurité

Le **STEP UP** de part sa conception ergonomique assure un déplacement en toute sécurité.

Il est conforme à la norme EN 11199-3 pour une grande sécurité du patient lors de l'utilisation du produit.

Caractéristiques et options



Réglage en largeur des appuis-bras.



Réglage en largeur de la base 580/670/760 mm.

Options et Accessoires :**Une large gamme pour un maximum d'adaptabilité et de confort !****Panier**

Code : 1531390

**Tablette**

Code : 1531391

**Appuis brachiaux**

Pour favoriser le bon positionnement des bras et assurer un support brachial.

Code : 1531448 (la paire)

**Roue directionnelle**

Pour aider le patient lors des déplacements.

Code : 1531408

**Porte-bouteille oxygène**

Code : 1531406

**Tige porte-sérum**

Code : 1531407

**Kit AMV**

Pour favoriser la verticalisation : sangle de maintien, appui sous-rotulien, repose-pieds.

Code : 1531449

**Équipement frein**

Disponible avec 1 poignée pour hémiparésie ou 2 poignées avec frein de parking et frein à pousser.

Frein hémi unilatéral droit : 1539513

Frein hémi unilatéral gauche : 1531450

Frein 2 poignées : 1537656

Modèles

**Manuel**

Réglage de la hauteur avec tête à déverrouillage rapide à l'avant. Compatible avec kit AMV.

**Gaz**

Soulever la poignée et appuyer pour ajuster la hauteur. Compatible avec kit AMV.

**Electrique**

Utiliser la télécommande pour régler la hauteur. Idéal pour les centres de rééducation.

Caractéristiques techniques



Step Up manuel	580/670/760 mm	700/790/880 mm	870 - 1320 mm	340 - 470 mm	620 - 750 mm
Step Up gaz	580/670/760 mm	700/790/880 mm	870 - 1320 mm	340 - 470 mm	620 - 750 mm
Step Up électrique	580/670/760 mm	700/790/880 mm	870 - 1320 mm	340 - 470 mm	620 - 750 mm



Step Up manuel	810 mm	16 kg	150 kg	125 mm	215 mm
Step Up gaz	810 mm	18 kg	150 kg	125 mm	215 mm
Step Up électrique	810 mm	23 kg	150 kg	125 mm	215 mm

Coloris



RAL 1035

Code

Manuel	1521677
Manuel AMV	1535459
Gaz	1521678
Gaz AMV	1536604
Electrique	1521679

Garantie : 2 ans

Normes EN 11199-3

Invacare® POIRIER® S.A.S.
Route de Saint Roch
37230 Fondettes France
Tel. : +33 2 47 62 64 66
Fax : +33 2 47 42 12 24
Email : contactfr@invacare.com
www.invacare.fr

© 2011 Invacare® International Sarl
Tous droits réservés.

Indications données à titre d'information (information non contractuelle).
Invacare® se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques ou de présentations de ce produit.

StepUp - FR - 02/2011 - 1544280



Yes, you can.®